


## CPAP-Gerät

# Anschluss Sauerstoff an CPAP-Gerät (Philips und Löwenstein)



### Wichtige Zusatzinformation:

- **Wird in der Nacht die CPAP-Therapie mit Sauerstoff benutzt, darf der Sauerstoff nicht befeuchtet werden.** Dies, da die Feuchtigkeit in das CPAP-Gerät und es Schäden davon trägt. Nutzen Sie bei trockenen Schleimhäuten anstelle der Sauerstoffbefeuchtung, den Befeuchter zum CPAP-Gerät.